







レンズイメージ						
レンズ名称	Fine Vision ファインビジョン	LENTIS レンティス	Pan Optics パンオプティクス	Symphony シンフォニー	Active Focus アクティブ フォーカス	Tecnis Multifocal テクニス マルチ (近方用のみ取扱)
タイプ	回折型	分節状屈折型	回折型	回折 (エシェレット)	回折型	回折型
乱視矯正	可	可	可	可	可	不可
度数間隔	0.5	0.5 (乱視0.01)	0.5	0.5	0.5	0.5
焦点	遠・中・近	遠・近	遠・中・近	遠～中	遠～中	遠・近
近方の焦点距離	30cm	40cm	40cm	66cm	50cm	30cm
優位な作業、 見え方	運転・PC・読書	運転・読書	運転・PC・読書	運転・スポーツ	運転・スポーツ	近方視重視
グレア・ハロー	やや有	少なめ	やや有	やや少なめ	少なめ	有
読書	◎	◎	○	△	△	◎
PC	◎	○	◎	◎	○	○
ゴルフ	◎	◎	◎	○	◎	△
夜間運転	△	△	△	○	○	△
生産国	ベルギー	ドイツ	アメリカ	アメリカ	アメリカ	アメリカ
メーカー	Physiol	Oculentis	Alcon	AMO	Alcon	AMO

※この表はメーカーが公表している内容をもとに、当院でOPEを行った患者様の感想や、手術データを加味して作成した内容になります。

他院とは多少異なる点もございますので、あらかじめご了承の程よろしくお願いたします。

※◎や○が付いている場合でも、個人により眼鏡が必要なケースもございます。