







種類	自由診療	自由診療	選定療養	選定療養	選定療養	選定療養
レンズイメージ						
レンズ名称	Fine Vision ファインビジョン	LENTIS レンティス	Pan Optix パンオプティクス	Symfony シンフォニー	Active Focus アクティブ フォーカス	Tecnis Multifocal テクニス マルチ (近方用のみ取扱)
タイプ	回折型	分節状屈折型	回折型	回折 (エシェレット)	回折型	回折型
乱視矯正	可	可	可	可	可	不可
度数間隔	0.5	0.5(乱視0.01)	0.5	0.5	0.5	0.5
焦点	遠・中・近	遠・近	遠・中・近	遠～中	遠～中	遠・近
近方の焦点距離	30cm	40cm	40cm	66cm	50cm	30cm
優位な作業、見え方	運転・PC・読書	運転・読書	運転・PC・読書	運転・スポーツ	運転・スポーツ	近方視重視
グレア・ハロー	やや有	少なめ	やや有	やや少なめ	少なめ	有
読書	◎	◎	○	△	△	◎
PC	◎	○	◎	◎	○	○
ゴルフ	◎	◎	◎	○	◎	△
夜間運転	△	△	△	○	○	△
生産国	ベルギー	ドイツ	アメリカ	アメリカ	アメリカ	アメリカ
メーカー	Physiol	Oculentis	Alcon	AMO	Alcon	AMO

※この表はメーカーが公表している内容をもとに、当院で手術を行った患者様の感想や手術データを加味して作成した内容になります。他院とは多少異なる点もございますので、あらかじめご了承の程、よろしくお願いいたします。

※◎や○が付いている場合でも個人により眼鏡が必要なケースもございます。